


## Technisches Datenblatt

Newgene SARS-CoV-2 Antigen-Schnelltest | einzelverpackt

Art.Nr.: 315041

### Produktbild



unter den **Top 5**  
Laientests der  
Paul-Ehrlich-Liste



Gesamtsensitivität  
nach PEI: **78%**



Erkennt auch  
Mutationen wie  
Omikron und Delta

### Produktbeschreibung

- hohe Messgenauigkeit bestätigt durch die Stiftung Warentest
- **unter den Top 5 Laientest der Paul-Ehrlich-Liste**
- sehr wirksam bei Omikron und anderen Mutationen
- nachweisliche Gesamtsensitivität von 78 % (Paul-Ehrlich-Institut)
- einfacher Nasenabstrich
- klares Ergebnis nach nur 15 Minuten
- als Selbsttest für Laien zugelassen
- gelistet beim BfArM AT1210/21
- erstattungsfähig für bestimmte Einrichtungen
- in hygienischer Einzelpackung

### Einsatzbereich

- zur Feststellung einer Infektion mit SARS-CoV-2

### Spezifikation

Farbe blau-weiß

### Klassifizierung

Produktbezogene Normen



Zolltarifnummer	3002150000
Herkunftsland	CE
EAN Code Innenverpackung	6974108060201
Mindesthaltbarkeit	2 Jahre ab Produktionsdatum

Stand 03.01.2023

Seite 1/2

Franz Mensch GmbH  
Werner-von-Siemens-Str. 2  
86807 Buchloe, Germany

[www.franz-mensch.de](http://www.franz-mensch.de)

Kontaktieren Sie uns unter:

Telefon: +49 8241 9633-0  
Fax: +49 8241 9633-100  
E-Mail: [verkauf@franz-mensch.de](mailto:verkauf@franz-mensch.de)

Franz Mensch ist ein FSC®-zertifiziertes und ISO-zertifiziertes Unternehmen.

FSC®-Zertifizierungsnr.: SGSCH-COC-050190  
DIN EN ISO 9001:2015

## Technisches Datenblatt

Newgene SARS-CoV-2 Antigen-Schnelltest | einzelverpackt

Art.Nr.: 315041

Sie benötigen genauere Informationen? Wir beraten Sie gerne!

Die technischen Daten sind durchschnittliche Produktionswerte und können in individuellen Fällen geringfügig abweichen. Änderungen vorbehalten, keine Gewährleistung für Druckfehler oder Irrtümer.